


EXPLORE



ODKRYJ WIĘCEJ. Z MNIEJSZĄ WAGĄ.

Oftalmoskop pośredni
HEINE OMEGA 600





HEINE OMEGA 600

Oftalmoskop pośredni najwyższej klasy

POSTAWIENIE TRAFNEJ DIAGNOZY NIGDY NIE BYŁO TAK LEKKIE.

We wnętrzu oka jest tak wiele do odkrycia. I często drobne szczegóły mogą czynić wielką różnicę. Dlatego zapewniamy Tobie najlepszą optykę, najostrzejszy obraz i wiarygodne kolory. Wraz z możliwością badania całej siatkówki, w tym dalekich peryferii. Dzięki temu, rozpoznanie będzie najbardziej trafne i będzie łatwiej ustalić optymalną opiekę i leczenie.

Z tego powodu zaprojektowaliśmy HEINE OMEGA 600 w ścisłej współpracy z lekarzami.



visionBOOST dla pacjentów z zaćmą.

Większa pewność diagnozy podczas badania pacjentów ze zmętnieniem ośrodków optycznych. Udowodniono, że zapewnia do 20 % lepszą widoczność siatkówki u pacjentów z zaćmą*: bez względu na warunki badania – zawsze idealna jasność robocza zarówno dla pacjenta, jak i dla użytkownika.

I jest jeszcze coś więcej: HEINE OMEGA 600 jest najlżejszym oftalmoskopem pośrednim klasy high-end. Niezwykle kompaktowa bateria litowo-polimerowa jest bardzo lekka i zapewnia absolutnie najwyższą wydajność. Z wszystkimi przewodami i elektroniką zintegrowanymi w czepcu, ten oftalmoskop jest szczytem techniki. Dzięki temu odkrywczе badanie stało się jeszcze bardziej komfortowe.

Wypóbuј oftalmoskop HEINE OMEGA 600. Ale ostrożnie: gdy tylko go założysz, to nie będziesz chciał go zdjąć....

* Dane w dokumentacji.



LŹEJSZY. JAŚNIEJSZY

Zachowaliśmy to, co najlepsze i udoskonaliliśmy resztę!
Wysoce komfortowy oftalmoskop HEINE OMEGA 600
wprowadza nową generację innowacji technologicznych:

smooth SURFACE

PRAKTYCZNY, POZBAWIONY PRZEWODÓW CZEPIEC

Bezobstługowy i łatwy
do dezynfekcji dzięki gładkiej
powierzchni smoothSURFACE

ULTRALEKKI AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY

Czas pracy do 8 godzin
w zależności od intensywności
oświetlenia

FILTR ŻÓŁTY, NIEBIESKI LUB BEZCZERWIENNY

Aby sprostać potrzebom
diagnostycznym

POZBAWIONE ZAGŁĘBIENÍ, ŁATWE DO ZDEZYNFEKCJONOWANIA POWIERZCHNIE

Dzięki gładkiej powierzchni smoothSURFACE



4. LEPSZY.

WYTRZYMAŁA WYŚCIÓŁKA ZE SZTUCZNEJ SKÓRY

Wygodna i łatwa do dezynfekcji

INTUICYJNE BLOKOWANIE UKŁADU OPTYCZNEGO

Łatwa regulacja wysokości,
odległości i kąta

DO 20 % LEPSZA WIDOCZNOŚĆ PRZY ZMĘTNIENIU OŚRODKÓW OPTYCZNYCH DZIĘKI visionBOOST

Światło LED^{HQ} dostosowane do potrzeb
lekarza i pacjenta: od 3 do 100 %, a nawet
do 245 % przy badaniu zaćmy

WYSOKA TRWAŁOŚĆ DZIĘKI SZCZELNEMU UKŁADOWI OPTYCZNEMU


Łatwa dezynfekcja dzięki
gładkiej powierzchni
smoothSURFACE

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ DZIĘKI PRZEDNIEJ SZYBCE ANTYREFLEKSYJNEJ

Zoptymalizowana dla naszego
unikalnego, bezobsługowego LED^{HQ}

NAJLEPSZE MOŻLIWE OBRAZOWANIE 3D DLA KAŻDEGO ROZMIARU ŻRENICY I WIDOKÓW PERYFERII

Dzięki technologii regulacji stereoskopowej



MOŻESZ ROZPOZNAĆ TYLKO TO, CO ZOBACZYSZ.

**Najbardziej precyzyjna diagnostyka,
aż do dalekich peryferii siatkówki**

- ▶ Znacznie lepsza diagnostyka dzięki unikalnemu systemowi visionBOOST – nawet w przypadku zaawansowanej zaćmy
- ▶ Najostrzejszy obraz dna oka dzięki doskonałemu szklanemu układowi optycznemu
- ▶ Najjaśniejszy obraz dna oka z wiernym odwzorowaniem kolorów dzięki unikalnej technologii LED^{HQ} – teraz w jeszcze bardziej naturalnych kolorach
- ▶ Najlepsze obrazowanie 3D dzięki naszej unikalnej technologii regulacji stereoskopowej
 - przy rozszerzonych i nierozszerzonych źrenicach
 - nawet w przypadku badania wcześniaków i noworodków

**MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ:
MNIEJ PRZEWODÓW.
MNIEJSZA WAGA.
MNIEJ UTRUDNIEŃ.**

**Najwyższy na świecie
oftalmoskop pośredni klasy high-end**

- ▶ Najwyższy komfort noszenia
- ▶ Spersonalizowane dopasowanie
 - Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących i dźwigni
 - Przystosowany dla użytkowników prawo- i leworęcznych
 - Odchylany układ optyczny dla wygodniejszej interakcji z pacjentem



INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ



[01]

Oftalmoskop pośredni **OMEGA 600** (z baterią i okularem +2D), E4-USBC, okular 0D* [01]

C-008.33.610

Etui do ładowania **CC1** [02]

X-000.99.091

Bateria akumulatorowa **CB1** [03]

X-007.99.687

Ładowarka sieciowa **E4-USBC** [04]

X-000.99.300

Ładowarka ścienna **CW1** [05]

X-095.17.320

Lusterko asystenckie **TM2** [06]

C-000.33.211

Torba OMEGA 600 [07]

C-080.00.000

ZESTAW OMEGA 600 WALL CHARGER:

Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2D), E4-USBC, okular 0D*, ładowarka ścienna CW1

C-008.33.612

ZESTAW OMEGA 600 TRAVELLER:

Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2D), E4-USBC, okular 0D*, torba

C-008.33.613

ZESTAW OMEGA 600 STUDENT:

Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2D), E4-USBC, okular 0D*, lusterko asystenckie TM2, torba

C-008.33.614

ZESTAW ŁADUJĄCY OMEGA 600:

Etui do ładowania CC1, bateria akumulatorowa CB1

X-000.99.090

***Okulary:** W celu optymalnego dopasowania do wzroku użytkownika, można wymienić fabrycznie zamontowane soczewki +2D na neutralne soczewki 0D (dołączone do instrumentu).

TRZY SPOSOBY NA ŁADOWANIE BATERII



Ładowarka E4-USBC [04]



Ładowarka ścienna CW1 [05]



Etui do ładowania CC1 [02]



Obraz siatkówki poprzez zaćmę*



Obraz siatkówki poprzez zaćmę z visionBOOST*

ZOBACZ, GDY NIE MOŻESZ DOJRZEĆ.

Dotychczas, gdy w przednim odcinku oka były zmętnienia, takie jak zaćma, siatkówka nie mogła być uwidoczniiona lub jej obraz był ograniczony.

Unikalne rozwiązanie visionBOOST zapewnia do 20% lepszą widoczność siatkówki u pacjentów z zaćmą*.



U wielu badanych pacjentów funkcja poprawiła widoczność dna oka w przypadku obecności wszystkich podtypów zaćmy (jądrowej / korowej / podtorebkowej tylnej według LOCS III).

Jeśli badanie przeprowadzono przy istnieniu dobrze odgraniczonych, silniejszych i niewielkich zmętnień (początkowa zaćma korowa / podtorebkowa tylna), widoczność ulegała znacznej poprawie podczas badania obszaru dna oka zakrywanego przez nie. Bardzo małe zmętnienia prawie całkowicie zniknęły w obrazie wskutek zwiększenia jasności.

W gałkach ocznych z przeważającym stwardnieniem jądra soczewki, funkcja wzmocnienia jasności dawała ogólnie bardziej ostry obraz z większym kontrastem.

*Dr. med. Wintergerst, Klinika Okulistyki,
Szpital Uniwersytecki w Bonn, Niemcy*

*Wszystkie zdjęcia są pokazane tylko jako ilustracje. Rezultaty mogą być różne u różnych pacjentów.

INSTRUMENTY HEINE SĄ TAK SOLIDNE I TRWAŁE, ŻE MOŻNA NA NICH POLEGAĆ PRZEZ DŁUGIE LATA ...

Długotrwała inwestycja dzięki solidnej konstrukcji

- ▶ Bezobsługowy, pyłoszczelny układ optyczny
- ▶ Legendarna trwałość HEINE
 - układ optyczny trwale zamontowany na aluminiowej ramie
 - wysokiej jakości materiały
 - 100% Made in Germany
 - unikatowe rozwiązanie odprowadzania ciepła z LED^{HQ}
- ▶ 5 lat gwarancji na materiał, wykonanie i konstrukcję

Szczegóły na stronie: www.heine.com/en/service-support/guarantee

ŁATWA I SKUTECZNA DEZYNFEKCJA.

Dzięki smoothSURFACE

- ▶ Brak otworów
- ▶ Zintegrowana elektronika
- ▶ Dostępna przyłbica HEINE OMEGA 600



QUALITY made in GERMANY.

**Ludzie wyśmiewają się z nas Niemców
za skrupulatność i drobiazgowość –
miliony lekarzy nas za to kochają!**

Jako światowy lider w dziedzinie podstawowych instrumentów diagnostycznych, HEINE Optotechnik z ponad 500 pracownikami jest w 100% firmą w rękach rodziny, która ją prowadzi od przeszło 75 lat. W dalszym ciągu rozwijamy i produkujemy instrumenty HEINE w naszych zakładach w Niemczech, gdzie łączymy kilkudziesięcioletnie doświadczenie i kunszt z najnowocześniejszymi technologiami produkcyjnymi.

**Jeżeli coś w naszych instrumentach może
być ulepszone, to my to zrobimy, bez
wyjątku.**

To właśnie z tą drobiazgową dbałością
o szczegóły i dążeniem do najwyższej jakości
wytwarzamy nasze produkty

**Co oznacza "jakość HEINE" dla naszych
klientów?**

"Jakość" jest obecnie jednym z najbardziej nadużywanych słów w promocji sprzedaży. Z tego powodu, w HEINE staramy się, aby go nie używać za dużo, ale my rzeczywiście żyjemy i oddychamy "jakością". We wszystkim, co robimy, i we wszystkim, co wytwarzamy. W każdej polerowanej soczewce, w każdej dokręcanej śrubce, w każdym włóknie światłowodu. Jakość jest zawsze u podstawy naszych działań, każdego dnia.

Trwałość naszych instrumentów jest legendarna. To nie budzi zdziwienia: każdy pojedynczy instrument jest wynikiem dekad rozwoju, ciągłych ulepszeń i starannej kontroli produkcji w naszych zakładach. Dzięki temu zapewniamy utrzymanie wysokiego standardu jakości.

W ten sposób zapewniamy również, że nasze przekonanie o użyteczności naszych produktów – w celu precyzyjnego i szybkiego rozpoznania – jest uzasadnione. Nic więcej, nic mniej.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Niemcy
Tel. +49 (0) 81 05-77 28 0, Fax +49 (0) 81 05-77 28 2 0
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

**Generalny Przedstawiciel w Polsce:
PLUS ULTRA**
ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań
tel. 61 8203898, fax 61 8267666
E-Mail: info@plusultra.pl, www.plusultra.pl



04/22. A-000.00.323 pl

