

Lampy stacjonarne

WYJĄTKOWO JASNE ŚWIATŁO DO CODZIENNEJ PRACY

Lampy badawcze HEINE są skonstruowane z uwzględnieniem najnowszych technologii: lampy o wielostronnym zastosowaniu, z innowacyjną technologią żarówek, o wyjątkowej jasności.

Trzy różne opcje mocowania – na wózku, do ściany, z zaciskiem do blatu – są idealnym rozwiązaniem do codziennej pracy w gabinecie lekarskim.



Lampa diagnostyczna HEINE HL 5000®

Silne światło halogenowe



∴ Dwa giętkie odcinki

∴ Wyjątkowo jasne światło

∴ 140 000 Lux w odległości 30 cm

Lampa z wyjątkowo jasnym strumieniem świetlnym do 140 000 lux w odległości 30 cm, pozwala na dokładne badanie w dobrym oświetleniu. Elastyczne i obracalne ramię typu „gęsia szyja” pozwala ustawić główkę w promieniu 120 cm.

Lampa dostępna w trzech wersjach: ze statywem na kółkach, klamrą uniwersalną lub płytką mocującą na ścianę.

- ∴ **Bardzo żywotna żarówka halogenowa 12V/50W** dająca oświetlenie o natężeniu do 140 000 Lux w odległości 30 cm. Bardzo jasne, białe światło.
- ∴ **Bardzo mała główka oświetlająca.** Większa swoboda ruchu i dobry widok badanego pola.
- ∴ **Trzy opcje mocowania: do statywu na kółkach, do ściany lub do blatu.**
- ∴ **Żarówka halogenowa o żywotności 4 000 godzin.** Ekonomiczna.
- ∴ **Dodatkowy filtr promieni ultrafioletowych UV.** Zwiększone bezpieczeństwo badania.
- ∴ **Solidna konstrukcja z ramieniem oświetlającym o zasięgu 120 cm.** Szeroki zasięg ramienia, łatwo ustawiane na dowolnej pozycji, nie opada.
- ∴ **Dodatkowy filtr podczerwieni.** Zapobiega przegrzaniu i zwiększa komfort pracy.

Lampa diagnostyczna HL 5000

12V/50W

z metalowym statywem na kółkach [01]	J-005.27.106
z lekkim, plastikowym statywem na kółkach [02]	J-005.27.108
z płytką mocującą do ściany [03]	J-005.27.102
z dodatkową uniwersalną klamrą mocującą [04]	J-005.27.104
Zapassowa żarówka halogenowa 12V/50W [05]	J-005.27.111



Lampa diagnostyczna HEINE HL 1200®



✦ Dwa giętkie odcinki

✦ Bardzo cienka główka

✦ 90000 Lux w odległości 30 cm

- ✦ **Bardzo cienka główka oświetlająca.** Większa swoboda ruchu i dobry widok badanego pola.
- ✦ **Wbudowany filtr cieplny.** Zapobiega przegrzaniu, poprawia komfort pacjenta.
- ✦ **Ramię obracalne do 180°.** Elastyczne, ułatwia ustawienie główki oświetlającej na badane pole.
- ✦ **Najwyższa jakość wykonania.** Gwarantowane bezpieczeństwo pacjenta i badającego.
- ✦ **Stabilne, giętkie ramię.** Ustawiane na dowolnej pozycji, nie opada, zawsze zostaje na ustawionej pozycji.
- ✦ **Metalowy statyw na kółkach.** Bezpieczny w szpitalu i praktyce lekarskiej.
- ✦ **Bardzo żywotna żarówka 12V/20W IRC.** Żywotność 4000 godzin.
- ✦ **Jasne, białe światło 90000 Lux w odległości 30 cm.**

Lampa diagnostyczna HL 1200, 12V/20W	czarna	biała
z metalowym statywem na kółkach [01]	J-005.27.068	J-005.27.067
z lekkim, plastikowym statywem na kółkach [02]	J-005.27.078	J-005.27.077
z dodatkową uniwersalną klamrą mocującą [03]	J-005.27.056	J-005.27.058
z płytą mocującą do ściany, możliwość zamocowania także do statywu [04]	J-005.27.052	J-005.27.054
Zapasowa żarówka 12V/20W IRC [05]	J-005.27.075	J-005.27.075



Metalowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy	Y-096.50.004
Plastikowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy	Y-096.50.009
Klamra mocująca do lampy HL 1200	J-000.27.069



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]

Uniwersalna światłowodowa lampa diagnostyczna HEINE HKL®

Idealna lampa do praktyki lekarskiej, zasilana z projektora zimnego światła, zapewniająca oświetlenie światłem bardzo zbliżonym do światła dziennego.

- ⌘ **Regulowana szerokość przesłony.** Pozwala ustawić pożądaną wielkość słupa światła. Jasne, równe oświetlenie. Nie nagrzewa pola pracy.
- ⌘ **Temperatura koloru 3800K.** Oświetlenie zbliżone do dziennego.
- ⌘ **Elastyczne, obracalne, stabilne ramię** ułatwiające ustawienie główki oświetlającej na badane pole.
- ⌘ **Smukła główka.** Zapewnia dokładne oświetlenie badanego pola.
- ⌘ **Różne możliwości mocowania.** Dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- ⌘ **Zasilana z projektora zimnego światła HEINE.** Kompatybilna z innymi projektorami po zastosowaniu odpowiednich łączników.
- ⌘ **Światło o natężeniu 30000 Lux w odległości 20 cm z projektorem HK 7000.**
- ⌘ **Opcje mocowania:**
 - na statywie na kółkach, z płytą mocującą [01]
 - do blatu stołu (maks. grubość blatu 40 mm), z klamrą mocującą [02]
 - na rurze (maks. grubość rury 40 mm) [03]
 - z klamrą mocującą do szyny (maks. wysokość szyny 40 mm) [04]
 - mocowanie ściennie do projektora HK 7000 [05]




Lampa HKL	F.O.
ze statywem na kółkach [01]	J-003.27.004
z klamrą mocującą [02] [03] [04]	J-003.27.001
z płytą mocującą do ściany [05]	J-003.27.002

Klamra mocująca, czarna	J-000.27.010
Klamra mocująca, biała	J-000.27.012
Płyta mocująca	J-000.27.011
Statyw na kółkach bez płyty mocującej	Y-096.50.001
Statyw na kółkach z płytą mocującą	Y-096.50.002

Projektor prosimy zamawiać oddzielnie.

Informacje o projektorach zimnego światła HEINE na stronach 154–155.

Rozmiary słupa światła w zależności od odległości główki



Standardowe napięcie elektryczne 230V.