

Lampa diagnostyczna HEINE HL 1200®



- ∴ Dwa giętkie odcinki
- ∴ Bardzo cienka główka
- ∴ 90 000 Lux w odległości 30 cm

100% więcej światła z nową technologią oświetleniową. HL1200 to lampa halogenowa „na gęsiej szyi” z nowoczesną żarówką 20W IRC dającą ponad dwa razy więcej białego, skoncentrowanego światła w porównaniu z tradycyjną żarówką 20W. Lampa HL1200 to także unikalny design i wiele cech, których inne lampy zwykle nie posiadają:

- ∴ **Bardzo cienka główka oświetlająca.** Większa swoboda ruchu i dobry widok badanego pola.
- ∴ **Wbudowany filtr ciepłny.** Zapobiega przegrzaniu, poprawia komfort pacjenta.
- ∴ **Ramię obracalne do 180°.** Elastyczne, ułatwia ustawienie główki oświetlającej na badane pole.
- ∴ **Najwyższa jakość wykonania.** Gwarantowane bezpieczeństwo pacjenta i badającego.
- ∴ **Stabilne, giętkie ramię.** Ustawiane na dowolnej pozycji, nie opada, zawsze zostaje na ustawionej pozycji.
- ∴ **Metalowy statyw na kółkach.** Bezpieczny w szpitalu i praktyce lekarskiej.
- ∴ **Bardzo żywotna żarówka 12V/20W IRC.** Żywotność 4 000 godzin.
- ∴ **Jasne, białe światło 90 000 Lux w odległości 30 cm.**



| Lampa diagnostyczna HL 1200, 12V/20W | czarna | biała |
|--|--------------|--------------|
| z metalowym statywem na kółkach [01] | J-005.27.068 | J-005.27.067 |
| z lekkim, plastikowym statywem na kółkach [02] | J-005.27.078 | J-005.27.077 |
| z dodatkową uniwersalną klamrą mocującą [03] | J-005.27.056 | J-005.27.058 |
| z płytką mocującą do ściany, możliwość zamocowania także do statywu [04] | J-005.27.052 | J-005.27.054 |
| Zapasowa żarówka 12V/20W IRC [05] | J-005.27.075 | J-005.27.075 |

| | |
|---|--------------|
| Metalowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy | Y-096.50.004 |
| Plastikowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy | Y-096.50.009 |
| Klamra mocująca do lampy HL 1200 | J-000.27.069 |



Lampa diagnostyczna HEINE HL 5000®



Lampa z wyjątkowo jasnym strumieniem świetlnym do 140000lux w odległości 30 cm, pozwala na dokładne badanie w dobrym oświetleniu. Elastyczne i obracalne ramię typu „gęsia szyja” pozwala ustawić główkę w promieniu 120 cm. Lampa dostępna w trzech wersjach: ze statywem na kółkach, klamrą uniwersalną lub płytką mocującą na ścianę.

- ⚡ **Bardzo żywotna żarówka halogenowa 12V/50W dająca oświetlenie o natężeniu do 140000 Lux w odległości 30 cm.** Bardzo jasne, białe światło.
- ⚡ **Bardzo mała główka oświetlająca.** Większa swoboda ruchu i dobry widok badanego pola.
- ⚡ **Trzy opcje mocowania: do statywu na kółkach, do ściany lub do blatu.**
- ⚡ **Żarówka halogenowa o żywotności 4000 godzin.** Ekonomiczna.
- ⚡ **Dodatkowy filtr promieni ultrafioletowych UV.** Zwiększone bezpieczeństwo badania.
- ⚡ **Solidna konstrukcja z ramieniem oświetlającym o zasięgu 120 cm.** Szeroki zasięg ramienia, łatwo ustawiane na dowolnej pozycji, nie opada.
- ⚡ **Dodatkowy filtr podczerwieni.** Zapobiega przegrzaniu i zwiększa komfort pracy.

- ⚡ Dwa giętkie odcinki
- ⚡ Wyjątkowo jasne światło
- ⚡ 140000 Lux w odległości 30 cm

| Lampa diagnostyczna HL 5000 | 12V/50W |
|--|--------------|
| z metalowym statywem na kółkach [01] | J-005.27.106 |
| z lekkim, plastikowym statywem na kółkach [02] | J-005.27.108 |
| z płytką mocującą do ściany [03] | J-005.27.102 |
| z dodatkową uniwersalną klamrą mocującą [04] | J-005.27.104 |
| Zapasowa żarówka halogenowa 12V/50W | J-005.27.111 |



[01]



[02]



[03]




[04]

Uniwersalna światłowodowa lampa diagnostyczna HEINE HKL®

Idealna lampa do praktyki lekarskiej, zasilana z projektora zimnego światła, zapewniająca oświetlenie światłem bardzo zbliżonym do światła dziennego.

- ✦ **Regulowana szerokość przesłony.** Pozwala ustawić pożądaną wielkość słupa światła. Jasne, równe oświetlenie. Nie nagrzewa pola pracy.
- ✦ **Temperatura koloru 3800K.** Oświetlenie zbliżone do dziennego.
- ✦ **Elastyczne, obracalne, stabilne ramię** ułatwiające ustawienie główki oświetlającej na badane pole.
- ✦ **Smukła główka.** Zapewnia dokładne oświetlenie badanego pola.
- ✦ **Różne możliwości mocowania.** Dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- ✦ **Zasilana z projektora zimnego światła HEINE.** Kompatybilna z innymi projektorami po zastosowaniu odpowiednich łączników.
- ✦ **Światło o natężeniu 30000 Lux w odległości 20cm z projektorem HK 7000.**
- ✦ **Opcje mocowania:**
 - na statywie na kółkach, z płytą mocującą [01]
 - do blatu stołu (maks. grubość blatu 40mm), z klamrą mocującą [02]
 - na rurze (maks. grubość rury 40mm) [03]
 - z klamrą mocującą do szyny (maks. wysokość szyny 40mm) [04]
 - mocowanie ściennie do projektora HK 7000 [05]




| Lampa HKL | F.O. |
|---------------------------------------|--------------|
| ze statywem na kółkach [01] | J-003.27.004 |
| z klamrą mocującą [02] [03] [04] | J-003.27.001 |
| z płytką mocującą do ściany [05] | J-003.27.002 |
| Klamra mocująca, czarna | J-000.27.010 |
| Klamra mocująca, biała | J-000.27.012 |
| Płyta mocująca | J-000.27.011 |
| Statyw na kółkach bez płyty mocującej | Y-096.50.001 |
| Statyw na kółkach z płytą mocującą | Y-096.50.002 |

Projektor prosimy zamawiać oddzielnie.

Informacje o projektorach zimnego światła HEINE na stronach 130–131.

Rozmiary słupa światła w zależności od odległości główki



Standardowe napięcie elektryczne 230V.